

[Tous les Produits](#) / [Laboratoire d'Optique et Production](#) / [Nettoyants Optiques](#) / [Tissus & Lingettes pour Lentilles](#)

Lingettes Pré-Mouillées



- Lingettes blanches pré-mouillées
- Emballage individuel
- Conviennent aux optiques en verre ou en plastique, avec ou sans traitement

Informations techniques

Produits

Titre	Numéro de Stock	Prix	Achat
8" x 5" Lingettes Pré-Mouillées	#53-985	€35,50 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com